



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001

19-03-19 № 384  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 84646 от 15.03.2019 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку реагентов для гематологического анализатора МЕК 6410 путем запроса котировок в электронной форме № 038-19 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения:	Содержание ответа на запрос:
1.	Просим Заказчика проверить и уточнить назначение чистящих растворов п. 6 технического задания. В настоящее время в ТЗ указано "раствор для лазерного канала", однако прибор МЕК 6410 не имеет лазерного канала в силу конструктивной особенности 3diff приборов. Лазерный канал присутствует только у 5diff анализаторов.	В Техническое задание Извещения о проведении закупки на поставку реагентов для гематологического анализатора МЕК 6410 путем запроса котировок в электронной форме № 038-19 (далее - Извещение) будут внесены соответствующие изменения.
2.	Просим исключить требование «бесцианидный» в п. 5 настоящего технического задания. Гемоглобинцианидный метод лизиса эритроцитов является общеупотребимым, положительно зарекомендовал себя в научном сообществе, обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов. При этом является безопасным при соблюдении регламента проведения исследований. Также отсутствие цианида является рецептурной характеристикой состава реагента и не может являться качественной характеристикой.	
3.	Просим так же обратить внимание на п. 7, Заказчику требуется Очищающий раствор, судя по объему (не менее 5 л) и количеству, данный раствор предполагается использовать для промывки анализатора после каждой пробы. При этом наименования пунктов 6 и 7 совпадают, но назначение и тип реагентов отличаются, что вводит в заблуждение потенциальных участников закупки. Просим изменить наименование п. 7 на "Промывающий раствор" и изменить назначение с	

	"Общий чистящий раствор" на "раствор для промывки анализатора".	
4.	Просим Заказчика добавить в техническое задание возможность пересчета общего количества товара, при поставке в другой фасовке для оптимального закрытия потребности Заказчика. Производители свободны в выборе фасовки при соблюдении технического регламента производства.	

Главный врач

Рыморенко Я.Ю.  
(3952) 50-23-21



Ж.В. Есева